

معلومات للمريض عن (NADAL® FOB)


احفظ قارورة التحليل في درجة حرارة الغرفة (١٥-٣٠ درجة مئوية) قبل استخدامها

١. ضع قليلاً من البراز باستخدام مجمعة البراز أو مباشرة بورق دورة المياه. تجنب خلط البراز مع الماء أو البول.



٢. اجعل قارورة التحليل شاقوليه وافتح السدادة الزرقاء. انزع مجمعة البراز المرفقة.

٣. أدخل نهاية مجمعة البراز في ثلاث أماكن مختلفة واحدا تلو الآخر. البراز فقط في الأخاديد.



٤. اعد مجمعة البراز مع عينة البراز إلى قارورة التحليل وأغلقها بإحكام.

٥. اكتب التاريخ والوقت. احفظ الأنبوب في وسط بادر (٢-٨ درجات مئوية) وبحيث لا يصل إليها الضوء بشكل مباشر. أحضر تحليل البراز خلال (١-٥) أيام.



عند إجراء عدة اختبارات يجب أخذ البراز بأوقات مختلفة.