


מידע לפציינט NADAL® FOB

נא לאכסן את מבחנת הדגימה המשמשת לבדיקה בטמפרטורת החדר (15 עד 30 מעלות).



1. נא לאסוף מעט צואה בעזרת כלי העזר לאיסוף צואה או ישירות בנייר טואלט. יש להמנע מדילול הצואה במיים או שתן.

2. דאג להחזיק את מבחנת הדגימה במאונך ופתח את הפקק הכחול. נא להוציא את כלי העזר לאיסוף הצואה.



3. הכנס את קצה כלי העזר לצואה בשלוש נקודות שונות זו אחר זו. צבור צואה בחריצים המיועדים לכך בלבד.

4. החזר את כלי העזר לאיסוף צואה ביחד עם דגימת צואה לתוך מבחנת הדגימה וסגור לאטימה הרמטית.



5. רשום תאריך ושעה. אכסן את המבחנה בסביבה קרה (2 עד 8 מעלות) ללא חשיפה לאור יום. יש להביא את דגימת הצואה למעבדה תוך 1- עד 5 ימים.

במקרה ומזמינים בדיקות של מספר דגימות יש לאסוף דגימות צואה בהזדמנויות שונות.