

Kirurgisk vård
Operations- och intensivvårdskliniken
Knut Taxbro
Fastställd 2012-08-12
Reviderad 2017-10-13

Bilaga till central venkateter/venport: Saltsyrebehandling vid ocklusion av läkemedel

Använd saltsyrelösning i koncentrationen 1 mmol/l (=den vi får från apoteket). Inget behov av spädning.

Gör därefter följande:

1. Försäkra Dig om att katetern och nålen ligger rätt.
2. Spola in Saltsyra 1 mmol/ ml: 2 ml i den ockluderade venporten.
3. Vänta 3 min
4. Försök aspirera. Är detta inte möjligt försöker man spola in i katetern
5. Vid framgång är det mycket viktigt att man mekaniskt spolar rent katetern med koksalt noggrant.

Proceduren kan upprepas 1 gång direkt och ytterligare 1 gång efter ett dygn.

Knut Taxbro

Knut Taxbro
Överläkare
OP-IVA Kliniken
Länssjukhuset Ryhov