


## Stick arm (enkel)

Instruktion till momenten, [venpunktion](#) och [PVK](#) finns i Vårdhandboken

1. Öppna klämmorna till påsen med vätska, "blod" och kontrollera att vätska, "blod" finns i slangarna.
2. Se till att trevägskranarna till den stickarm som du ska använda är öppna.



**Observera.** I armen finns endast ett "blodkärl/slang" som är möjligt att sticka i.

När du är klar. Stäng klämmorna till påsen med vätska, "blod".

Ovanstående korta beskrivning kompletterar bruksanvisning