

Homepump vid cytostatikainfusion

Homepump är en engångs infusionspump. Trycket i infusionspumpen, när den drar ihop sig, driver pumpen. Filtret som är häftat mot huden garanterar rätt mängd läkemedel under rätt tid. Pumpen förvaras oftast i en midjeväska.

- Inkoppling och urkoppling görs av sjuksköterska.
- Kontrollera att slangen inte är knickad.
- Undvik att blöta ner pumpen.
- Om pumpen ramlar i golvet, ska den tåla detta.
- Det kan vara bra att dagligen titta på pumpen. Om det verkar vara något kvar i pumpen, kan man vid bortkopplingen väga pumpen. Apoteket väger alltid pumpen vid beredningen, man kan då jämföra vikterna.

Till ansvarig sjuksköterska

Patienten har en pågående cytostatikabehandling i en Homepump:

1. Spola igenom venporten med minst 40 ml NaCl 9 mg/ml. Picline spolas med minst 20ml NaCl 9mg/ml. Använd 10 ml sprutor.
2. Avlägsna nålen från venporten. Vid Picline avlägsnas trevägskranen. Se respektive checklista som finns på säker vård under pusselbit 4. www.lj.se/sakervard

Vid frågor kontakta oss

Dagtid 036- 322919 dagsjukvården

Kvällstid / Helger 036- 322925 vårdavdelningen

Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Ansvarig

Freddi Lewin

Klinikchef

Onkologkliniken

Länssjukhuset Ryhov