

Freewheel eller motsvarande

Kriterier/riktlinjer

- Personer som själv har behov av att kunna förflytta sig med sin rullstol dagligen eller flera gånger i veckan i sin närmiljö där närmiljön är svårframkomlig (t ex landsbygd, grusvägar, backigt, ojämnt underlag).
- För förflyttning in och ut i hus och på tomt samt till och från bil måste andra lösningar ha provats. (t ex hårdgöra mark, val av parkeringsplats).
- Personen ska kunna fästa/lossa hjälpmedlet självständigt.
- Personen ska ha en aktivrullstol förskrivna sedan tidigare.
- Om personen har ytterligare hjälpmedel för förflyttning utomhus kan Freewheel eller motsvarande inte förskrivas (t.ex. en trehjulig cykel, elrullstol, vårdarmanövrerad rullstol).

Info till förskrivare :

- Bedöm om patienten uppfyller ovanstående kriterier.
- Ring kundservice och lägger order på Freewheel/motsvarande + förstärkt fotbåge om det saknas/behövs.
- Hjälpmedel levereras med turbil och monteras och provas ut av förskrivaren.
(länk till video för montering av Freewheel: <https://vimeo.com/104278191>)

Info till kundservice:

- Freewheel standard: 42552
- Freewheel specialhöjd (fotbågens höjd över golvet/marken): 11,5-16,5 cm, 14-19 cm, 16,5-21,5 cm eller 19-24 cm
- + förstärkt fotbåge.
(Pantheras artnr: http://www.panthera.se/webpages/tillbehor_freewheel.html)